



# LILJENBERG CARE AB

Liljenberg Care AB säljer en rad olika mycket prisvärda mjukfiberprodukter tillverkade av silikoniserade polyesterfibrer.

Madrasserna fördelar trycket på en större yta av kroppen. Utsatta kroppsdelar som hälar, svanskota, skulderblad etc. som ofta är utsatta för ett högt tryck bäddas in och madrassen ersätter därmed brukarens "eget hull". Liljenbergmadrassen är därför speciellt lämplig för tunna och magra brukare. De glatta fibrerna motverkar skjuvning som sker i madrassen istället för i brukarens egen vävnad. Madrassen är även mycket uppskattad av brukare som har värk och smärta, t.ex. vid fibromyalgi och reumatism.

*Samlingsbroschyr 2008-10-14*

---

## Liljenbergmadrassen



Liljenbergmadrassen har resårband i hörnen samt bäddflikar som bäddas in under grundmadrassen för att ge den bättre stabilitet i sängen.

### Produktinformation

*Längd: 200 cm Bredd: 80, 90, 105 och 120 cm  
Vikt: 3,2 kg (90 cm bred) Färg: benvit*

---

## Liljenberg 3-delad madrass



Madrassen består av tre mjukfiberdelar som ligger i ett sammanhängande madrassfodral med fickor som håller dem på plats.

Fördelen är att delarna kan tvättas separat i vanlig tvättmaskin, vilket gör den lämplig för småskalig sjukvård. Den kan med fördel användas även av lite tyngre brukare.

### Produktinformation

*Längd: 200 cm Bredd: 90, 105 och 120 cm  
Vikt: 4,5 kg (90cm bred) Färg: benvit*

---

## Liljenberg hälskydd



Hälskyddet används för att avlasta och skydda anklar och hälar för sängliggande brukare, men kan med fördel även användas när brukaren sitter i rullstol.

---

### Brandsäkerhetskrav

Produkterna uppfyller de antändningskrav som ställs på vårdbädden.

### Tvätttegenskaper

Tvätteriet Berendsen i Eskilstuna som tvättar åt Stockholms kommun har provtvättat Liljenbergmadrassen med fullt godkänt resultat.